



イイフロ  
やなあ〜

# お風呂で便利な、沈むクッション 入浴サポートⅡシリーズ




広範囲のメッシュで水抜け良好

吊り下げ収納でスッキリ清潔

- 抗菌
- 防カビ
- 丸洗いOK
- 乾燥機OK



二重構造でしっかり補強されています。



使用後水抜きに便利な吊り下げ用のループが付いています。

## 1126-A 入浴サポートクッションⅡ (枕型大) 重量 / 約1220g




浴槽内での首まわり・ひざ関節等の保護。



特殊浴槽での肩口・足まわりの保護。

## 1126-B 入浴サポートクッションⅡ (枕型小) 重量 / 約790g



股関節にはさんで使用。



浴槽と身体の間に差し込んで入浴姿勢を安定させます。

## 1126-C 入浴サポートクッションⅡ (台形タイプ) 重量 / 約280g



折りたたんでひざ裏に使用。



折りたたんで脇にはさんで使用。

## 1126-E 入浴サポートクッションⅡ (マットタイプ) 重量 / 約1240g



浴槽内での姿勢安定に。




丸めて差し込んで姿勢を安定させます。



背中に敷いても。

## 1126-F 入浴サポートクッションⅡ (マットタイプ小) 重量 / 約700g



シャワーチェア使用時



丸めて差し込んで姿勢を安定させます。

- 品番 1126-A (枕型大) ￥8,400 (税抜)
- 品番 1126-B (枕型小) ￥6,200 (税抜)
- 品番 1126-C (台形タイプ) ￥4,100 (税抜)
- 品番 1126-E (マットタイプ) ￥9,000 (税抜)
- 品番 1126-F (マットタイプ小) ￥7,600 (税抜)

- 素 材/側地 表面: ポリエステル100% (立体メッシュ防カビ加工)  
側地 裏面: ポリエステル100% (メッシュ)  
中身: ポリエチレン (自沈抗菌ビーズ)
- 洗濯○ 脱水○ 乾燥機○ (60℃・30分以内) ●カラー/ブルー

### 使用上のご注意

※ご使用の際には、浴槽に沈めて空気を抜いた上でご使用下さい。  
※側地の表面(立体メッシュ)と中身のビーズにはカビの発生を抑える加工を施していますが、ボディソープやシャンプーなどが付着したままですとその部分にカビが発生する可能性がありますので、使用後は洗剤等を十分に落としてください。  
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。

問い合わせ先